



Pour une hygiène parfaite !

PROSONIC

----- 6003

MODELE
Prosonic 6003

NOUVEAU

PUISSANCE SONIC ET PERFORMANCE

Afin d'obtenir un résultat optimal grâce à la technologie Action Power Sonic, il est conseillé de laisser agir les vibrations mécaniques de votre brosse à dents PROSONIC 6003 sans interférer par un mouvement de rotation manuel.

Résultats Rapides

Retrouvez la blancheur naturelle de vos dents en utilisant votre brosse à dents PROSONIC 6003 seulement 2 minutes par séance de brossage (2 fois par jour au minimum), et ses multiples accessoires vous obtiendrez des résultats visibles sous 30 jours.



PRO-4B ACL : 4731769
PRO-4P ACL : 4731775
PRO-4G ACL : 4731781

Blister ULTIMATE 4

Poids Brut : 35 grs
Box Dim. : 105 x 130mm
PRO-4B EAN 13 : 3760165440161 (bleu)
PRO-4P EAN 13 : 3760165440178 (rose)
PRO-4G EAN 13 : 3760165440185 (vert)

Packaging

Poids Brut : 390 grs
Box Dim. : 225 x 88 x 123mm
EAN 13 : 3760165440055
PRO-6003 ACL : 4731686




PROSONIC 6003

Brosse à dents électronique Sonic

**RETROUVEZ DES DENTS
PLUS BLANCHES NATURELLEMENT**

**BROSSE À DENTS SONIC
RECHARGEABLE**

ACTION SONIC
30
MILLE
Vibrations/mn



30.000
POWER
Micro VIBRATIONS/MINUTES



51

Atouts

- Elimine les tâches et la plaque Dentaire
- Nettoie efficacement les espaces interdentaires
- Masse et renforce les gencives
- Fonctions : Rapide, soft et massage

Spécifications



La technique Sonic est utilisée par les professionnels. Sa vitesse d'action est de 30.000 vibrations par minute, soit environ 8 fois supérieure à une brosse à dents électrique traditionnelle.



Tête de brosse Sonic à tige fine et triangulaire, spécialement étudiée pour un brossage efficace aux endroits difficiles d'accès (ex : au niveau de la zone maxillaire) sans blesser la joue.



Arrêt automatique pour inciter à se brosser soigneusement les dents durant les 2 minutes préconisées pour obtenir une hygiène dentaire parfaite.



3 vitesses de brossage (Rapide, Soft, Massage) pour une meilleure utilisation et un confort optimal.



Durée d'utilisation de la brosse : 2 à 3 mois

Accessoires



1 Brossette interdentaire :
Permet de nettoyer l'espace entre deux dents. Le nettoyage interdentaire doit être réalisé quotidiennement.



1 Brosse à langue :
Elimine les bactéries et supprime la mauvaise haleine sans abîmer les papilles.



2 Brosses à dents :
Permet de nettoyer les dents en profondeur et de préserver l'émail de vos dents tout en stimulant vos gencives.



1 Porte-fil dentaire :
Donne accès aux dents postérieures et facilite le passage du fil dans les espaces. Grâce à ses broches longues et sa tête courbée. (Fil non fourni)

CHARGEUR :

Poids Net: 155g
Voltage : 230VAC/50Hz
Cordon d'alimentation : 70cm
Protection standard IPX7
Classe de protection II

BROSSE A DENTS :

Modèle : PROSONIC 6003
Puissance utilisée : 2,5W
Autonomie : 35 minutes
Type de batterie : 600 MAH
Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Poids Net: 136g

HYGIENE BUCCO-DENTAIRE



2 Ans GARANTIE

vm
Visiomed