

ThermoFlash®

1^{er} THERMOMÈTRE INFRA-ROUGE PROFESSIONNEL Sans Contact

SANS CONTACT

PRISE INSTANTANÉE

ANTI-CONTAMINATION

NOUVEAU

**TECHNOLOGIE
TESTÉE CLINIQUEMENT
EN CENTRE HOSPITALIER
SERVICE DES URGENCES PEDIATRIQUES***

* Essais cliniques effectués à l'Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris (APHP)

BEST INNOVATION

PRO LX-261



MicroSecond Flash™
TECHNOLOGY

"Le thermomètre infra-rouge sans contact qui prend la température à distance"
"The infrared no contact thermometer that takes the temperature from a distance"
"El termómetro infrarrojo sin contacto que mide la temperatura a distancia"
"Das Infrarot-Fieberthermometer für berührungsloses Messen"

Factory certified
MED
ISO 13485





Le thermomètre médical professionnel à infrarouge
qui prend la température **SANS CONTACT** instantanément



ThermoFlash®



LA DERNIERE GENERATION DES THERMOMETRES A INFRAROUGE

ThermoFlash, troisième et toute dernière génération des thermomètres infrarouge. Le *ThermoFlash PRO LX-261* est le plus rapide, le plus fiable et le plus précis des thermomètres infrarouge.

ThermoFlash, cette unique et dernière application technologique de l'infrarouge, autorise la prise de température corporelle instantanément (0,5 sec) et sans contact. Avec le *ThermoFlash PRO LX-261*, fini les contraintes de prise de température par voie axillaire, auriculaire buccale ou rectale.

ThermoFlash, son principe est simple mais extrêmement efficace. En effet, chaque corps solide, liquide ou gazeux à la propriété d'émettre de l'énergie par radiation avec une intensité qui est fonction de sa température. Cette application révolutionnaire permet au *ThermoFlash PRO LX-261* de capter, d'analyser et d'afficher la température d'une personne par le biais de l'énergie qu'elle dégage. Et cela, en moins d'une seconde.

UNE UTILISATION RAPIDE, SIMPLE ET PRECISE

ThermoFlash, est particulièrement efficace pour la prise de température des nourrissons, enfants en bas âge et les personnes à mobilité réduite. En effet, en restant à une distance de 2 à 5 cm, il suffit de diriger le *ThermoFlash* vers le front et de lire la température affichée sur l'écran LCD. Comme il n'y a pas de contact, vous pouvez recommencer immédiatement et autant de fois que vous le voulez sur les autres membres de la famille sans avoir à désinfecter ou à changer d'embout d'un patient à un autre.

ThermoFlash, trouve même une utilisation complémentaire pour vérifier la température du bain, du biberon ou d'une température ambiante.

ThermoFlash, est garanti 2 ans et 120.000 prises sans ré-étalonnage.

ThermoFlash est déjà approuvé par les professionnels de santé tels que :

Médecins généralistes, Hôpitaux, Maternités, Pédiatres, Crèches, SOS Médecins, Centres Médico-Judiciaire, Europ Assistance, Médecine du Travail, Mairies et Collectivités, Maisons de Retraite.

STANDARDS & CERTIFICATIONS

Certificate of conformity / Certificat de conformité

Conform with European Medical Device Directive MDD 93/42/EEC

Conform with FCC : SYN-0512-5094 Part 15 Class B FCC Rules to Perform EMI measurements for the general public - Section 2.948



Laboratoire®
Visionmed



PROFESSIONAL INFRARED THERMOMETER

Le ThermoFlash PRO LX-261 Professionnel est équipé de la dernière version du logiciel de **MSFT**. Sa conception a spécialement été étudiée pour un usage intense dans les services Hospitaliers et les professionnels de santé.

AVANTAGES UNIQUES

- **Sans Contact**
- **Prise de T° Immédiate** (0,5sec)
- **Toujours prêt à l'emploi**
- **Pas de désinfection nécessaire**
- **Pas de risques de contamination**
- **Pas d'embout à changer**
- **Précis**
- **Écologique et économique**



Rapide

- Mise en route immédiate
- Mesure instantanée
- Répétition immédiate des prises
- Sans contact donc pas de désinfection nécessaire ni d'embout à changer.

Précis

- Technologie Infrarouge spécialement conçue pour prendre la température corporelle d'une personne sans interférence avec la chaleur environnante
- Résultat de la mesure fiable et stable grâce au système de détection infrarouge HEIMMANN
- Alerte sonore en cas de dépassement de température

Pratique & Efficace

- Totalement indolore
- Prise de température frontale
- Fonctionne même dans l'obscurité (écran LCD rétro éclairé)
- Mémorisation des 32 dernières prises de température
- Idéal pour les personnes âgées et personnes à mobilité réduite



PRO LX-261

Conditions normales d'utilisation :	10°C ~ 40°C
Taux d'humidité :	≤ 85%
Voltage batterie :	DC 3.7V
Affichage de la mesure :	°C ou °F
Résolution d'affichage :	0,1 °C
Plage de T° (mode Body) :	de 32,9° à 45° C
Plage de T° (mode Surface Temp) :	de 0° à 60°C.
Consommation :	≤ 50 mW
Précision :	±0,3 °C
Distance de mesure :	2 à 5 cm
Arrêt automatique :	5 sec
Temps de charge :	6 h
Utilisation batterie pleine :	> 10.000 cycles
Durée de vie de la batterie :	> 3.600.000 cycles
Contrôle étalonnage :	120.000 cycles
Poids net :	150 g

BASE RECHARGEABLE

Entrée :	Voltage AC 100~240V - 50~60Hz
Sortie :	DC 6.0V 400mA Câble d'alimentation VDE 2 plug.
Dimensions :	155 x 134 x 66 mm [LxIxH]
Poids net :	200 g

Dimensions boîte : 300 x 200 x 87 mm [LxIxH]

Poids brut : 750 g

Powered by
MicroSecond Flash™
TECHNOLOGY

