



# ThermoSoft®

Model

T105

NEW

## THERMOMÈTRE ELECTRONIQUE DIGITAL SOUPLE AVEC LED DE DIAGNOSTIC

Le thermomètre ThermoFlash T105 affiche le résultat de la mesure en 10 Secondes et possède une sonde flexible jusqu'à 45° pour privilégier le confort de bébé. L'ergonomie a été améliorée pour une plus grande sécurité d'utilisation.

Complètement étanche, le ThermoFlash T105 garde en mémoire de la dernière prise de mesure.


Packaging



# ThermoSoft®



**NEW MODEL**  
DIAGNOSTIC LEDS



CE  
0482



## THERMOMÈTRE ELECTRONIQUE DIGITAL SOUPLE AVEC LED DE DIAGNOSTIC

### ■ Fonctionnalités

- Embout souple
- Résultat Rapide 10 Sec.
- Led de diagnostic
- 100% Etanche
- Simple d'utilisation

**DIAGNOSTIC**  
de prise de température



### ■ Spécifications

|   |   |
|---|---|
| Affichage digital de la température jusqu'à extinction de l'appareil.                                   |   |
| Bip sonore indiquant lorsque l'appareil est prêt à l'emploi et lorsque la prise de mesure est terminée. |   |
| Autotest à l'allumage du thermomètre  |   |
| Prise de la température rapide par voie orale, rectale et axillaire.                                    |   |
| Mémoire de la dernière prise de température   |   |
| Arrêt automatique   | Embout flexible pouvant être courbé jusqu'à un angle de 45° |
| Appareil 100% étanche   | Pile : 1,5 Volt   |

### ■ Diagnostic de prise de température

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 36,3°C à 37,3°C | T° Normal               |
| 37,4°C à 37,9°C | T° Moyenne à surveiller |
| 38°C et plus    | T° Fièvre               |

THERMOMETRIE

**Vm**  
Visiomed