



ThermoFlash®

Model
LX-260T

NEW

LA DERNIERE GENERATION DES THERMOMETRES A INFRAROUGE

Le ThermoFlash LX-260T est un thermomètre électronique médical infrarouge révolutionnaire. D'une utilisation simple, il mesure la température corporelle à une distance de 5 à 8 cm, en moins d'une seconde. Son écran LCD de contrôle vert, orange ou rouge vous indique le résultat de la prise de température pour un meilleur diagnostic. Sa fonction vocale indique également la température ambiante de la pièce. Rapide et précis, il suffit d'orienter le ThermoFlash vers le front pour obtenir la température instantanément.

Packaging



ThermoFlash®



THE LATEST GENERATION OF NO CONTACT INFRARED THERMOMETERS

■ Fonctionnalités

- Mesure la température corporelle instantanément
- Répétition des prises immédiates
- Toujours prêt à l'emploi
- Écran «diagnostic colors»
- Fonction vocale Français/Anglais/Espagnol
- Prise de température sans réveiller l'enfant
- Mémorisation des 32 dernières prises de température
- Pas de contact donc pas de désinfection nécessaire
- Convient également aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite
- Utilisation complémentaire pour vérifier la température du biberon, du bain...

■ Spécifications

Conditions normales d'utilisation	10°C ~ 40°C	Précision	±0,2 °C
Taux d'humidité	+ 85%	Distance de mesure	5 cm (2in)
Affichage de la mesure	°F or °C	Arrêt automatique	5 sec
Résolution d'affichage	0,1 °C	Puissance	DC3 V (2 batteries AA)
En mode Body	de 32° à 42,9° C	Dimensions	220 x 145 x 48 mm (LxIxH)
En mode Surface Temp	de 0° à 60°C.	Poids	320 grs
Consommation	+ 50 mW	Garantie	2 ans / 40 000 prises

■ Diagnostic de prise de température

36,3°C à 37,3°C	T° Normal
37,4°C à 37,9°C	T° Moyenne à surveiller
38°C et plus	T° Fièvre

Fonction VOCALE



NEW MODEL DIAGNOSTIC LEDS



CE
0482

DIAGNOSTIC de prise de température



THERMOMETRIE

Vm
Visiomed