



Laboratoire
Visionmed



En tout lieu, à tous moments !!

NEBUZOL®

NEBULISEUR PORTABLE ULTRASONIC

MODELE
NS7

NOUVEAU

NEBULISER ULTRASONIQUE ULTRA SILENCIEUX, PETIT ET LEGER

NEBUZOL NS7, aérosol ultrasonique où la préparation médicamenteuse est nébulisée sous l'effet d'ultrasons (effets de cavitation). L'aérosol NEBUZOL NS7 est muni d'une double cuve et d'un réglage de la puissance de nébulisation.

Ultra Silencieux, petit et léger,, l'aérosol NEBUZOL NS7 est pratique et simple à utiliser en tout lieu. Il est idéal pour les traitements d'aérosolthérapie. La nébulisation permet, grâce à la petite taille des particules, de faire pénétrer très profondément à l'intérieur des bronches et des poumons, soit du sérum physiologique pour réhydrater les muqueuses, soit des médicaments pour le traitement de certaines affections.

Packaging

Poids Brut : 980 g
Box Dim. : 190 x 120 x 210mm
EAN 13 : 3760165440468

ACL : 4835701

Accessoires

• KME-NS7

KIT MASQUE NS7 POUR ENFANT

1 masque pour enfant,
1 embout buccal NS7
1 adaptateur masque

Sous poche plastique thermosoudé

EAN 13 : 3760165440673

ACL : 4845183

• KMA-NS7

KIT MASQUE NS7 POUR ADULTE

1 masque pour adulte,
1 embout buccal NS7
1 adaptateur masque

Sous poche plastique thermosoudé

EAN 13 : 3760165440666

ACL : 4845177

• KC-NS7

KIT CONSOMMABLE NS7

7 cuves à médicament
1 filtre à air

Boîte carton

EAN 13 : 3760165440680

ACL : 4845208



NEBUZOL®

NEBULISEUR PORTABLE ULTRASONIC

TRAITEMENT D'AÉROSOLTHÉRAPIE
PAR NÉBULISATION



39

Atouts

BEST INNOVATION

- Ultra léger 150g avec batterie
- Double cuve à médicament
- 2 puissances de nébulisation réglables
- Ultra silencieux +/- 0dB
- Sac de transport

ULTRA SILENCIEUX +/- 0 dB
ULTRA LEGER 150g
DOUBLE CUVE
PUISSANCE REGLABLE

Spécifications

Type du Modèle	Nébuliseur ultrasonique
Référence	NS7
Fréquence Ultrasonique	2,5 MHz
Nébulisation	2-5 ml/min
Taille des particules	1-5 µm
Contenance des cuves	5 ml.
Arrêt automatique	10 minutes
Niveau Sonore	+ /- 0 dB
Dimensions	8 x 4,9 x 8,7 cm
Poids	150 g. (210g avec batterie)
Puissance	D.C. 13,8 V, 8 W (pour adaptateur A.C., entrée A.C. 100-240 V 50/60 Hz, 600 mA, sortie : 13,8 V 1A)

CETTE BOITE CONTIENT :

1 Aérosol NS7	1 adaptateur alimentation secteur
3 cuves à médicament	1 batterie rechargeable
1 embout buccal	1 chargeur de batterie
1 adaptateur de masque	1 sac de transport
	1 Notice d'utilisation

TRAITEMENT DES AFFECTIONS
RESPIRATOIRES

SANTÉ & BIEN ÊTRE

CE
0482

2 Ans GARANTIE

vm
Visiomed