



Laboratoire
Visionmed



Séance de Kiné professionnel à domicile !

VEINotens[®]

PRO 2000

MODELE
PRO 2000

NOUVEAU

PREVENTION & TRAITEMENT DE LA DOULEUR

Le Veinotens PRO 2000 est un appareil professionnel de massage par Electrostimulation (Stimulation Neuromusculaire Transcutanée) délivrant un courant de basse fréquence à très faible voltage. Cette action a pour effet d'entraîner la contraction et le relâchement du muscle local.

Le Veinotens PRO 2000 a spécialement été conçu pour prévenir, traiter et soulager les sensations de Jambes lourdes, favoriser et stimuler le retour veineux, les douleurs chroniques, le mal de dos etc... (Voir autres applications dans la notice).

Le Veinotens Pro 2000 est équipé de 2 voies (canaux) et 3 modes à intensité réglable, adaptés à vos besoins. Le Veinotens Pro 2000 est la solution non médicamenteuse et non-effractive destinée à prévenir, traiter et soulager vos douleurs.



Pack de 4 Electrodes
de rechange
(50x100mm)

Poids Brut : 50grs
Box Dim. : 65 x 26,7 x 106,5mm
EAN 13 : 3760165440413

ACL : 4798093

Packaging

Poids Brut : 550gr
Box Dim. : 225 x 200 x 60mm
EAN 13 : 3760165440697

ACL : 4845214



VEINOTENS[®]

PRO 2000

PREVENTION & TRAITEMENT
DE LA DOULEUR par ELECTROTHERAPIE



**TECHNIQUE APPROUVEE
PAR LES KINESITHEAPEUTES**



Atouts

- 3 modes : Constant - Burst - Modulation
- Stimule le retour veineux et soulage les sensations de jambes lourdes,
- Douleurs et tensions musculaires (Torticolis, sciatiques, cervicalgies, lumbagos...)
- Affichage LCD Large pour une Lecture Facile, clip ceinture
- Idéal en vacances, au bureau, à la maison...

TENS



Spécifications

- 2 canaux, 4 électrodes
- Choix du niveau d'intensité sur chaque canal sélectionné
- Apaise les douleurs musculaires et stimule la circulation du sang
- Soulage les douleurs de l'arthrite, de la périarthrite ainsi que les douleurs dues aux raideurs musculaires
- Réduit les douleurs du nerf périphérique
- Réduit les myalgies (douleurs musculaires)
- Améliore la circulation sanguine et favorise le retour veineux
- Combat la fatigue.

Modes : Constant - Burst - Modulation
Amplitude de l'impulsion : 80mA Max
Largeur des impulsions : 50µs à 250µs ajustable
Fréquence : 1Hz à 150Hz ajustable
Auto-timer : 15, 30, 45, 60, 90 mn ou continu
Poids net : 121 gr



ELECTROTHERAPIE

Douleurs et tensions musculaires
(Douleurs chroniques, torticolis, sciatiques, cervicalgies, lumbagos...)

Action veinotonique
(Stimule le retour veineux, soulage les sensations de jambes lourdes)