



UCare

MODELE
UC-160ITO

UNE SURVEILLANCE PRECISE DE VOS DONNEES CORPORELLES FONDAMENTALES !

Le modèle **UCare UC-160ITO** offre toutes les fonctions permettant de suivre de près sa santé, contrôler les résultats d'un régime alimentaire et atteindre ses objectifs. Plus besoin de vous baisser pour lire les résultats obtenus. Les données sont transférées par Infrarouge sur un large afficheur LCD pouvant être positionné face à vous.

Vos besoins caloriques quotidiens vous sont également indiqués.

Je surveille mon alimentation de près !



Packaging

Poids Brut : 2,6 Kg
Box Dim. : 398 x 70 x 400mm
EAN 13 : 3760165440574

ACL : 4666115



UCare


PESE - PERSONNES

Indiquant les besoins Caloriques Quotidiens

IMPÉDANCEMÈTRE



2 Ans GARANTIE



Atouts

- Mesure du poids
- Calcul de la masse graisseuse
- Calcul de la masse musculaire
- Calcul de la masse hydrique

Indication des besoins
Caloriques Quotidiens

Télécommande
Infrarouge sans fil

Spécifications

Capacité maximale	160Kg / 352lb / 19st. par 0.1 kg/0.1lb
Taux de pourcentage de masse graisseuse	5%-40% par 0.1%
Taux de pourcentage de masse hydrique	20%-72% par 0.1%
Taux de pourcentage de masse musculaire	20%-70% par 0.1%
Affichage de l'échelle de calorie	1K (calorie)
Réglage de la taille	100-220cm, par 1cm/3'03" - 7'03" par 1"
Réglage de l'âge	10-99 ans
Mémoires	12 Profils utilisateurs



41



MAX. 160Kg / 352 lb

SANTÉ & BIEN ÊTRE

vmm[®]
Visiomed