



*Idéal avec mon programme minceur !*

# UCare

MODELE  
UC-8

## PERTE DE POIDS OU REGIME ALIMENTAIRE !!

Votre assistant personnel UCare est idéal pour vérifier l'efficacité d'un programme minceur. Grâce à lui, vous saurez si vous avez perdu du muscle ou de la graisse. L'impédancemètre vous permet de connaître en 5 secondes votre taux de masse grasseuse par rapport à votre poids. Compact et mince, il se glisse dans la poche ou le sac à main et est toujours prêt à l'emploi.

### Packaging

Poids Brut : 70 grs  
Box Dim. : 95 x 60 x 10mm  
EAN 13 : 3760122570627

ACL : 4666109




# UCare

Votre analyseur de masse graisseuse

**MESUREZ VOTRE POURCENTAGE  
DE MASSE GRAISSEUSE  
EN 5 SECONDES !!!**



Idéal pour vérifier l'efficacité  
de votre programme minceur...



## Atouts

- Mesure votre pourcentage de masse graisseuse
- Résultat en 5 secondes
- Utilisation simple
- Petit, pratique à emporter

## Spécifications

Plage de mesure	5,0 ~ 50%
Résolution d'affichage	0,10%
Plage de données à introduire :	Taille : 100 cm ~ 250 cm Poids : 10,0 kg~250,00 kg Age : 10 ans~80 ans Sexe : Masculin/Féminin
Durée de mesure	Environ 5 sec.
Affichage de résultat :	Taux de matière grasse par rapport au poids/indication du type de corpulence
Types de corpulence selon le taux de pourcentage de Tissus adipeux	5 types appliqués
Consommation:	Environ 0,01 W
Mémorisation des données :	Mémorisation de 8 profils personnels
Conditions normales d'utilisation :	10,0°C ~ 40,0°C, taux d'humidité : jusqu'à 95% (sans condensation)
Conditions normales de stockage :	-20,0°C ~ 60,0°C



43

**Votre assistant personnel**  
**U Care** prend soin de vous  
à tout moment et en tous lieux

SANTÉ & BIEN ÊTRE



1 An GARANTIE

**Vm**  
Visiomed